


Phương pháp cạn sữa cho bò

Trước tiên, phải lưu ý đến những điểm sau:

1. Vai trò của thời kỳ cạn sữa

1) Giúp tái tạo các mô sữa




Các mô sữa cần được phục hồi để sản xuất nhiều sữa hơn trong chu kỳ tới

2) Là thời kỳ tiến hành kiểm soát bệnh viêm vú



- Thời gian trước và trong khi cạn sữa cũng là thời điểm tốt để tiến hành kiểm soát viêm vú bao gồm cả việc chữa trị và phòng tránh.

3) Là thời kỳ phục hồi thể trạng bò



- Vào cuối chu kỳ tiết sữa và thời kỳ cạn sữa cần phải điều chỉnh điểm thể trạng bò từ mức gầy nhất (2,75) đến mức cân bằng nhất (3,50).
- Đồng thời, trong suốt thời kỳ cạn sữa nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh.

2. Quyết định khoảng thời gian cạn sữa

60 ngày (2 tháng) !!



- 60 ngày được cho là khoảng thời gian cạn sữa tốt nhất cho bò sữa. Khoảng thời gian cạn sữa dài hơn hoặc ngắn hơn đều làm giảm năng suất sữa của bò. Thời gian cạn sữa quá dài sẽ làm cho bò trở nên quá béo vì vậy cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong khi đó, nếu thời gian cạn sữa quá ngắn thì thời gian không đủ để các mô sữa phục hồi, vì vậy sản lượng sữa bị giảm trong chu kỳ kế tiếp là điều hiển nhiên.

3. Kiểm tra thời điểm cạn sữa

- Kiểm tra ngày thụ tinh nhân tạo. (Ví dụ: Bò đã được phối ngày 12 tháng 10 năm 2007 và bò đã có chửa).
- Cộng thêm 280 ngày vào ngày phối để ước lượng thời gian đẻ. (Ví dụ: ** Bò được phối ngày 12/10/2007 thì ngày đẻ là: 12/10/2007 + 280 ngày = 22/7/2008)
- Quyết định ngày cạn sữa, 60 ngày trước khi đẻ. (Ví dụ: Ngày đẻ là 22/7/2008 thì ngày bắt đầu cạn là: 22/7/2008 - 60 ngày = 22/5/2008)

4. Thay đổi môi trường để có thời kỳ cạn sữa tốt

- Trước khi tiến hành cạn sữa, kiểm tra viêm vú và tiến hành chữa trị nếu cần thiết.
- Tiến hành cạn sữa bằng phương pháp “Cạn sữa một lần”.
- Tách bò cạn sữa ra khỏi bò đang vắt sữa (xem tranh dưới đây)
- Giữ bò cạn sữa ở nơi khô ráo
- Khi phát hiện một vài dấu hiệu bất thường ở núm vú và bầu vú, nên quan sát không nên chạm tay vào.



Để chuyển từ giai đoạn tiết sữa sang giai đoạn cạn sữa một cách tự nhiên, cần phải thay đổi môi trường và phương pháp quản lý “thời kỳ cạn sữa”. Chẳng hạn:

- 1) tách bò cạn sữa ra khỏi bò đang vắt sữa;
- 2) không cho bò ăn thức ăn tinh trong ngày cạn sữa và một vài ngày sau đó;
- 3) tránh để bò nghe tiếng máy vắt sữa; v.v.

** Có thể cộng thêm 10 ngày vào ngày phối và trừ đi 3 tháng để biết ngày đẻ kế tiếp trong trường hợp thụ tinh nhân tạo sau tháng 4.

Ví dụ: 12+10=22, tháng 10 - 3 = tháng 7 vậy ngày đẻ kế tiếp là ngày 22 tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Ba Vi:

Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vi, Tân Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội




Điện thoại: (0433)881136

Fax: (0433)969395

Trong thời gian cạn sữa, tiến hành kiểm tra viêm vú bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm tra như thử CMT **. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy cần phải chữa trị, nên tiến hành chữa trị sớm để ngăn chặn viêm vú trong chu kỳ tiết sữa tiếp theo. Hãy xem các bước tiến hành thử CMT dưới đây (phương pháp thử CMT và cách chữa trị viêm vú bằng tuýp chữa viêm vú).



Phương pháp làm cạn sữa




Chữa trị cho bầu vú có kết quả dương tính (+ hoặc ++) bằng cách sử dụng tuýp chữa viêm vú. Bơm một tuýp thuốc vào ngày cạn. Các hình ảnh tiếp theo hướng dẫn cách đọc kết quả thử CMT.

Chữa trị bằng thuốc cạn sữa

Bước 1. Sát trùng lỗ núm vú bằng dung dịch sát trùng

Bước 2. Chỉ đưa phần đầu tuýp thuốc kháng sinh vào núm vú để bơm, tránh làm tổn thương và để vi khuẩn xâm nhập



Dừng vắt sữa và các hoạt động khác liên quan đến bầu vú !

**** Nên tiến hành kiểm tra viêm vú bằng phương pháp thử CMT với các kỹ thuật viên địa phương và chữa trị viêm vú bằng tuýp thuốc chống viêm vú.**